

## MIȘCARE FĂRĂ DURERE

### De ce să alegi Hya Joint sau Hya Joint Plus ?

- Eficiență la cel mai înalt nivel - datorită conținutului mare de acid hialuronic (25 mg/fiola și respectiv 60 mg/fiola). Hya Joint are greutate moleculară mare și un pH între 6.8 și 7.8
- Siguranță maximă - datorită originii sintetice riscul reacțiilor alergice este minim
- Calitate garantată - Hya Joint este produs într-un sistem certificat ISO 9001:2008 și ISO 13485:2003 de Norwegian Accreditation MSYS 002.

### Care sunt beneficiile tratamentului cu Hya Joint?

- Prin creșterea cantității de acid hialuronic a lichidului sinovial crește vâscozitatea acestuia și implicit gradul de libertate în mișcare a articulației,
- Scade nivelul de prostaglandine, reducând durerea,
- Îmbunătățește calitatea cartilajului articular existent,
- Efectele au o durată de aproximativ 1 an.

Ne puteți contacta la nr. de telefon:

**0766 379 023**

[www.medicart.ro](http://www.medicart.ro)



# HYA - JOINT

soluție vâscoelastică sterilă de hialuronat de sodiu 25 mg



Fiole de 2,5 ml - cu 25 % mai eficient în tratamentul durerilor artrozice (genunchi, umăr, șold, gleznă)

**3 fiole Hya Joint = 4 fiole alt produs similar**



# HYA - JOINT PLUS

soluție vâscoelastică sterilă de hialuronat de sodiu 60 mg



Fiola de 3.0 ml - Aceeași eficiență, o singură infiltrație tehnologie superioară, risc redus de infecții

**Mai simplu, mai sigur, mai rapid!**